


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gst3/Gstp1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09211

Numéro d'article: CM0024856



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le GST3/GSTP1 humain, une enzyme clé dans la conjugaison du glutathion et la régulation du ferroptose. Adapté pour le WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réactif croisé avec la souris. Idéal pour les études sur le stress oxydatif et le métabolisme lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de Lapin anti-GST3/GSTP1
Remarques/Alias	PI ; DFN7 ; GST3 ; GSTP ; FAEES3 ; HEL-S-22 ; GST3/GSTP1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	2950
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-210 du GST3/GSTP1 humain (NP_000843.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P09211
Poids moléculaire de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace