

Anticorps Polyclonal Anti-Gsta1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P08263

Numéro d'article: CM0018868



Introduction

Anticorps polyclonal de haute affinité contre le GSTA1 humain, validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la détoxification et le stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GSTA1 Lapin pAb
Remarques/Alias	GST2, GTH1, GSTA1-1, GST-epsilon, GSTA1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	2938
ID de Gène	2938
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-222 du GSTA1 humain (NP_665683.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08263
Poids Protéique	26kDa
Expédition	Sac de glace