

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gsta1 Pour Wb, Elisa - P08263

Numéro d'article: CM0019564



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine GSTA1 (glutathion S-transférase A1). Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez le rat. Idéal pour la recherche sur la détoxification et la biosynthèse hormonale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GSTA1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GST2; GTH1; GSTA1-1; GST-epsilon; GSTA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2938
GeneID	2938
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 222 de la GSTA1 humaine (NP_665683.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P08263
Poids de la protéine	26kDa
Expédition	Sac de glace