

Anticorps Monoclonaux Anti-Gstk1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2Q3

Numéro d'article: CM0004419



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre la glutathion S-transférase kappa 1 humaine (GSTK1). Validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA avec réactivité croisée avec la souris. Convient pour la recherche sur la fonction de la transférase peroxysomale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GSTK1 Lapin mAb
Remarques/Alias	GST; GST13; hGSTK1; GSTK1-1; GST13-13; GST 13-13; GSTK1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	373156
GeneID	373156
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de GSTK1 humaine (Q9Y2Q3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y2Q3
Poids Protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace