

Anticorps Polyclonal Anti-Gstk1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q.9Y2Q3

Numéro d'article: CM0021250



Introduction

Anticorps polyclonal contre GSTK1 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA, avec réactivité croisée vis-à-vis de la souris et du rat. Idéal pour l'étude du métabolisme du glutathion et des voies de détoxification peroxysomale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[KO Validated] GSTK1 Lapin pAb
Remarques/Alias	GST; GST13; hGSTK1; GSTK1-1; GST13-13; GST 13-13; K1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	373156
ID de Gène	373156
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-226 de GSTK1 humain (NP_057001.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y2Q3
Poids Protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace