

Anticorps Polyclonal Anti-Gstk1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2Q3

Numéro d'article: CM0020974



Introduction

CamelBio propose l'anticorps polyclonal de lapin anti-GSTK1, validé par knock-out, pour WB, IF/ICC, ELISA. Il détecte la GSTK1 humaine, une glutathion S-transférase peroxysomale d'un poids moléculaire d'environ 25 kDa. Idéal pour la recherche sur le stress oxydatif et la détoxification.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] pAb de lapin anti-GSTK1
Remarques/Alias	GST; GST13; hGSTK1; GSTK1-1; GST13-13; GST 13-13; GSTK1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	373156
GeneID	373156
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-226 de la GSTK1 humaine (NP_057001.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y2Q3
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace