

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gstk1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y2Q3

Numéro d'article: CM0026918



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GSTK1 validé pour le WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Détecte la glutathion S-transférase kappa 1 peroxysomale de 25 kDa, idéale pour les études de détoxification et de localisation subcellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin GSTK1
Remarques/Alias	GST; GST13; hGSTK1; GSTK1-1; GST13-13; GST 13-13; GSTK1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	373156
GeneID	373156
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-226 de GSTK1 humain (NP_057001.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y2Q3
Poids protéique	25 kDa
Expédition	Sac de glace