

Anticorps Polyclonal Anti-Gstm1 Pour Wb, Elisa - P09488

Numéro d'article: CM0024190



Introduction

Anticorps polyclonal anti-GSTM1 de haute qualité validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Détecte le GSTM1 humain, murin et de rat. Idéal pour étudier le métabolisme du glutathion et les voies de détoxification.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GSTM1 pAb de lapin
Remarques/Alias	MU; H-B; GST1; GTH4; GTM1; MU-1; GSTM1-1; GSTM1a-1a; GSTM1b-1b; GSTM1
Espèce	Humain
ID du gène	2944
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-181 du GSTM1 humain (NP_666533.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09488
Poids moléculaire protéique	26kDa
Expédition	Sac de glace