

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gstm2 Pour Wb, Elisa - P28161

Numéro d'article: CM0013985



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le GSTM2 humain, une glutathion S-transférase impliquée dans la détoxification et le métabolisme lipidique. Validé en WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris. Idéal pour la recherche en métabolisme et toxicologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GSTM2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GST4; GSTM; GTHMUS; GSTM2-2; GSTM2
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	2946
ID du Gène	2946
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-218 du GSTM2 humain (NP_000839.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P28161
Poids Moléculaire de la Protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace