

## Anticorps Polyclonal Anti-Gstm3 Pour Wb, Elisa - P21266

Numéro d'article: CM0027286



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GSTM3 humain pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec le GSTM3 humain et de souris ; utile pour les études de détoxification et de barrière dans le testicule et le cerveau.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | GSTM3 Lapin pAb                                                                                                                                    |
| Remarques/Alias    | GST5; GSTB; GTM3; GSTM3-3; GSTM3TV2; hGSTM3-3; GSTM3                                                                                               |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                             |
| GeneID (Humain)    | 2947                                                                                                                                               |
| GeneID             | 2947                                                                                                                                               |
| Immunogène         | Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 101-225 du GSTM3 humain (NP_000840.2) |
| Source             | Lapin                                                                                                                                              |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                                              |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                                          |
| Réactivité croisée | Humain, Souris                                                                                                                                     |
| SWISS              | P21266                                                                                                                                             |
| Poids moléculaire  | 27kDa                                                                                                                                              |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                       |