

Anticorps Polyclonal Anti-Gstm3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P21266

Numéro d'article: CM0028108



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la GSTM3 humaine (GST classe-mu 3). Convient pour WB, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris, le rat. Pour les études sur la détoxification et le métabolisme des xénobiotiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GSTM3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GST5; GSTB; GTM3; GSTM3-3; GSTM3TV2; hGSTM3-3; GSTM3
Espèce	Humain
ID de gène	2947
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 101-225 de la GSTM3 humaine (NP_000840.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P21266
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace