

Anticorps Polyclonal Anti-Gstm4 Pour Wb, Elisa - Q03013

Numéro d'article: CM0026364



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la GSTM4 humaine (glutathion S-transférase Mu 4) pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Convient pour la recherche sur la détoxification, la biosynthèse des leucotriènes et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GSTM4 pAb de lapin
Remarques / Alias	GTM4; GSTM4-4; GSTM4
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2948
Identifiant du gène	2948
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-218 de la GSTM4 humaine (NP_000841.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q03013
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace