

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gstm5 Pour Wb, Elisa - P46439

Numéro d'article: CM0013152

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GSTM5 validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Cible la glutathion S-transférase Mu 5, une enzyme cytoplasmique impliquée dans la détoxification des électrophiles.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                |
|----------------------|-----------------------|
| Nom du produit       | GSTM5 Rabbit pAb      |
| Remarques / Alias    | GTM5; GSTM5-5; GSTM5  |
| Espèce               | Humain                |
| GeneID (Humain)      | 2949                  |
| GeneID               | 2949                  |
| Immunogène           | Peptide synthétique   |
| Source               | Lapin                 |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux |
| Application          | WB, ELISA             |
| Réactivité croisée   | Souris, Rat           |
| SWISS                | P46439                |
| Poids de la protéine | 26 kDa                |
| Expédition           | Sac de glace          |