


Anticorps Polyclonal Anti-Gsto1 Pour Wb Et Elisa - P78417

Numéro d'article: CM0016756



Introduction

Le pAb anti-GSTO1 de lapin est un anticorps polyclonal produit contre la GSTO1 humaine recombinante (aa 1-241). Compatible avec la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme de l'arsenic et le stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb anti-GSTO1 de lapin
Remarques/Alias	P28; SPG-R; GSTO 1-1; GSTTLp28; HEL-S-21; GSTO1
Espèce	Humain
GeneID	9446
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-241 de la GSTO1 humaine (NP_004823.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P78417
Poids moléculaire	28 kDa
Expédition	Sac de glace