

Anticorps Polyclonal Anti-Gsto2 Pour If/Icc Et Elisa - Q9H4Y5

Numéro d'article: CM0018431



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la GSTO2 humaine (glutathion S-transférase oméga-2), validé pour IF/ICC et ELISA. Convient pour la recherche sur le métabolisme de l'arsenic, le recyclage de l'ascorbate et le stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GSTO2 Lapin pAb
Remarques/Alias	GSTO 2-2 ; bA127L20.1 ; GSTO2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	119391
GeneID	119391
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 124-243 de la GSTO2 humaine (NP_899062.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9H4Y5
Poids protéique	28kDa
Expédition	Sac de glace