

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gsto2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H4Y5

Numéro d'article: CM0029525



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GSTO2 humain (Glutathion S-transférase oméga-2), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour les études sur le stress oxydatif et le métabolisme de l'arsenic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GSTO2 Lapin pAb
Remarques/Alias	GSTO 2-2; bA127L20.1; GSTO2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	119391
GeneID	119391
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Anticorps polyclonaux	
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H4Y5
Poids moléculaire	28kDa
Expédition	Sac de glace