


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gstt1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30711

Numéro d'article: CM0018586



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la GSTT1 humaine pour Western blot, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Détecte une bande de 27 kDa. Idéal pour la recherche sur le stress oxydatif et le développement de tests de DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GSTT1 pAb de lapin
Remarques/Alias	GSTT1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	2952
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 240 de GSTT1 (NP_000844.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P30711
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace