


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gstt2 Pour Wb Et Elisa - P0Cg29

Numéro d'article: CM0014611



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le GSTT2 humain (Glutathion S-transférase thêta-2). Validé pour WB et ELISA, réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la détoxification et le métabolisme cancéreux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GSTT2 Lapin pAb
Remarques/Alias	GSTT2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2953
GeneID	2953
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-244 du GSTT2 humain (NP_000845.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P0CG29
Poids de la protéine	28kDa
Expédition	Sac de glace