


Anticorps Polyclonal Anti-Gstt2B Pour Wb, If/Icc, Elisa - P0Cg30

Numéro d'article: CM0016906



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre GSTT2B (GSTT2P). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la conjugaison au glutathion et des voies de détoxification.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GSTT2B Lapin pAb
Remarques/Alias	GSTT2P; GSTT2B
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	653689
ID de Gène	653689
Immunogène	Protéine Recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 115-244 du GSTT2B humain (NP_001074312.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P0CG30
Poids Protéique	28kDa
Expédition	Sac de glace