

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gstz1 Pour Wb, Elisa - O43708

Numéro d'article: CM0029834



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GSTZ1 validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Détecte la maleylacétoacétate isomérase, une enzyme bifonctionnelle du catabolisme de la phénylalanine et de la tyrosine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GSTZ1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MAI, MAAI, MAAID, GSTZ1-1, GSTZ1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	2954
ID du gène	2954
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 216 de la GSTZ1 humaine (NP_665877.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O43708
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac isothermique