


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gtf2A2 Pour Wb Et Elisa - P52657

Numéro d'article: CM0028008



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le GTF2A2 humain (TFIIA-gamma, TFIIA-12, TFIIAS). Confirmé pour les applications Western blot et ELISA. Idéal pour la recherche sur la transcription par l'ARN polymérase II.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin GTF2A2
Remarques/Alias	TF2A2 ; TFIIA ; T18745 ; TFIIAS ; HsT18745 ; TFIIA-12 ; TFIIA-gamma ; GTF2A2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2958
GeneID	2958
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-109 du GTF2A2 humain (NP_004483.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P52657
Poids Moléculaire Protéique	12 kDa
Expédition	Sac de glace