


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gtf2B Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q00403

Numéro d'article: CM0022791



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GTF2B de haute qualité, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec le GTF2B humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'initiation de la transcription et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GTF2B Rabbit pAb
Remarques/Alias	TF2B; TFIIB; GTF2B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2959
GeneID	2959
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-154 de GTF2B (NP_001505.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q00403
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace