


Anticorps Polyclonal Anti-Gtf2E1 Pour Wb, If, Elisa - P29083

Numéro d'article: CM0016649



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'humain GTF2E1, validé pour le Western blot, l'immunofluorescence/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Immunogène recombinant, environ 49 kDa. Convient pour la recherche en transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GTF2E1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	FE ; TF2E1 ; TFIIE-A ; GTF2E1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2960
GeneID	2960
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 230-439 de l'humain GTF2E1 (NP_005504.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P29083
Poids moléculaire de la protéine	49kDa
Expédition	Sac de glace