


Anticorps Polyclonal Anti-Gtf2E2 Pour Wb, Elisa - P29084

Numéro d'article: CM0027163



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin cible la sous-unité bêta du facteur d'initiation de la transcription IIE humain (GTF2E2). Il est adapté pour le WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GTF2E2 pAb de lapin
Remarques / Alias	FE; TTD6; TF2E2; TFIIE-B; GTF2E2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	2961
ID du gène	2961
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-291 de la protéine GTF2E2 humaine (NP_002086.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P29084
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac isothermique