


Anticorps Polyclonal Anti-Gtf2F2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P13984

Numéro d'article: CM0025180



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine GTF2F2 (TFIIF-beta), validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Convient à l'étude des complexes du facteur général de transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GTF2F2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	BTf4, RAP30, TF2F2, TFIIF, GTF2F2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2963
ID de gène	2963
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-249 de la GTF2F2 humaine (NP_004119.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13984
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace