


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Gtf2F2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P13984

Numéro d'article: CM0002371



Introduction

Anticorps monoclonal lapin dirigé contre la protéine humaine GTF2F2 (TFIIF-beta, RAP30) validé pour Western blot, immunohistochimie et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Pour la recherche sur l'initiation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-GTF2F2
Remarques / Alias	BTF4; RAP30; TF2F2; TFIIF; GTF2F2
Espèce	Humain
GenelD (humain)	2963
GenelD	2963
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la protéine humaine GTF2F2 (P13984).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13984
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sachet de glace