


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gtf2H3 Pour Wb, Ip, Elisa - Q13889

Numéro d'article: CM0028737



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine GTF2H3, la sous-unité du complexe central TFIIH (34 kDa). Validé pour WB, IP et ELISA ; réagit avec les protéines humaines et murines. Idéal pour étudier l'initiation de la transcription et les mécanismes de réparation par excision de nucléotides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	GTF2H3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	P34 ; BTF2 ; TFB4 ; TFIIH ; GTF2H3
Espèce	Humain
Identifiant du gène	2967
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-308 de la protéine humaine GTF2H3 (NP_001507.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13889
Poids moléculaire de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace