


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gtf2H4 Pour Wb, Elisa - Q92759

Numéro d'article: CM0027624



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le GTF2H4 humain (sous-unité p52 TFIID), adapté pour le Western blot et l'ELISA, réactif croisé avec l'humain et la souris. Un outil précieux pour la recherche sur la transcription et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	GTF2H4 Lapin pAb
Remarques/Alias	P52; TFB2; TFIID; GTF2H4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2968
GeneID	2968
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 du GTF2H4 humain (NP_001508.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q92759
Poids Moléculaire	52kDa
Expédition	Sac de glace