

Anticorps Polyclonal Anti-Gtf2l Pour Wb, If/Icc, Elisa - P78347

Numéro d'article: CM0013955



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GTF2I de haute qualité pour WB, IF/ICC, ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Cible un facteur de transcription de 112 kDa essentiel pour la régulation des gènes immunoglobulines et la recherche sur le syndrome de Williams-Beuren.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GTF2I Rabbit pAb
Remarques / Alias	WBS; DIWS; SPIN; IB291; BAP135; BTKAP1; TFII-I; WBSR6; GTFII-I; GTF2I
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2969
GeneID	2969
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 600-810 de la protéine GTF2I humaine (NP_001157108.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P78347
Poids protéique	112kDa
Expédition	Sac de glace