

Anticorps Polyclonal Anti-Gtf2lrd1 Pour Wb, Elisa - Q9Uhl9

Numéro d'article: CM0027210



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre GTF2IRD1, adapté pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la régulation de la transcription et la différenciation musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GTF2IRD1 Lapin pAb
Remarques/Alias	BEN; WBS; GTF3; RBAP2; CREAM1; MUSTRD1; WBSCR11; WBSCR12; hMusTRD1alpha1; GTF2IRD1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	9569
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 660-959 de GTF2IRD1 humain (NP_057412.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UHL9
Poids moléculaire	106kDa
Expédition	Sac de glace