

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gtf2Ird1 Pour Wb, Elisa - Q9UHL9

Numéro d'article: CM0021707



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la GTF2IRD1 humaine, validé pour Western blot et ELISA. Réactivité croisée avec le rat. Idéal pour la recherche sur la régulation transcriptionnelle, la différenciation musculaire et le syndrome de Williams-Beuren.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GTF2IRD1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GTF2IRD1; BEN; CREAM1; GTF3; MUSTRD1; RBAP2; WBS; WBSCR11; WBSCR12; hMusTRD1alpha1; GTF2I repeat domain containing 1
Espèce	Humain
GeneID	9569
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 660-890 de la GTF2IRD1 humaine (NP_057412.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q9UHL9
Poids de la protéine	104kDa/106kDa/107kDa
Expédition	Sac de glace