

Anticorps Polyclonal Anti-Gtf3A Pour Wb, Elisa - Q92664

Numéro d'article: CM0028898

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le GTF3A humain (Facteur de transcription IIIA), validé pour le Western blot et l'ELISA. Essentiel pour les études sur la transcription des gènes d'ARNr 5S et la biogenèse des ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GTF3A Lapin pAb
Remarques/Alias	AP2 ; TFIIIA ; GTF3A
Espèce	Humain
GeneID	2971
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du GTF3A humain (NP_002088.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q92664
Poids moléculaire protéique	42 kDa
Expédition	Sac de glace