

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gtf3C3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc - Q9Y5Q9

Numéro d'article: CM0020459



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant GTF3C3 humain (TFIIIC102, TFIIICγ). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte GTF3C3 de souris et de rat. Convient aux études de transcription de l'ARN polymérase III.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GTF3C3 pAb de lapin
Remarques/Alias	TFIIIC102 ; TFIIICgamma ; TFIIIC2-102 ; GTF3C3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9330
GeneID	9330
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 160 de GTF3C3 humain (NP_036218.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9Y5Q9
Poids de la protéine	101 kDa
Expédition	Sac de glace