

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gtf3C4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukn8

Numéro d'article: CM0025524



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GTF3C4 humain (TFIIIC90) pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Validé sur humain et rat. Essentiel pour la transcription de l'ARN polymérase III et l'acétylation des histones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	GTF3C4 Lapin pAb
Remarques/Alias	KAT12; TFIIII90; TFIIIC90; TFIIIC290; TF3C-delta; TFIIICDELTA; GTF3C4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9329
GeneID	9329
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 583-822 du GTF3C4 humain (NP_036336.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9UKN8
Poids Protéique	92kDa
Expédition	Sac de glace