

Anticorps Polyclonal Anti-Gtf3C6 Pour Wb, Elisa - Q969F1

Numéro d'article: CM0016989



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine GTF3C6 (TFIIIC35, 24 kDa) humaine pour les applications WB et ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Outil essentiel pour la recherche sur la transcription par l'ARN polymérase III et le complexe TFIIIC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GTF3C6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	C6orf51 ; TFIIIC35 ; bA397G5.3 ; GTF3C6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	112495
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 213 de la protéine GTF3C6 humaine (NP_612417.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q969F1
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac isotherme