

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gtpbp10 Pour Wb Et Elisa - A4D1E9

Numéro d'article: CM0019336



Introduction

pAc de Lapin GTPBP10 validé pour WB et ELISA. Cible le GTPBP10 humain (ObgH2), une GTPase nucléolaire essentielle à la maturation des ribosomes. Idéal pour les études sur l'architecture nucléolaire et la biogenèse des ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc de Lapin GTPBP10
Remarques/Alias	ObgH2, UG0751c10, GTPBP10
Espèce	Humain
GeneID	85865
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-387 du GTPBP10 humain (NP_149098.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	A4D1E9
Poids Protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace