


Anticorps Monoclonal Anti-Gtpbp4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bze4

Numéro d'article: CM0008328



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-GTPBP4 validé pour WB, IHC-P et ELISA. Reconnaît le GTPBP4 humain, une GTPase nucléolaire impliquée dans la biogenèse des ribosomes 60S et la régulation de TP53. Convient à la recherche sur le cancer et les ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-GTPBP4
Remarques/alias	NGB ; CRFG ; NOG1 ; GTPBP4
Espèce	Humain
GeneID	23560
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2 à 92 du GTPBP4 humain (Q9BZE4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
Accession SWISS	Q9BZE4
Poids moléculaire	74 kDa
Expédition	Sac de glace