


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gtpbp4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bze4

Numéro d'article: CM0027715



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin purifié par affinité ciblant GTPBP4, adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Soutient les études de biogenèse ribosomique et de signalisation TP53.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin GTPBP4
Remarques/Alias	NGB ; CRFG ; NOG1 ; GTPBP4
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	23560
Identifiant du gène	23560
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 385-634 du GTPBP4 humain (NP_036473.2))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BZE4
Poids moléculaire de la protéine	74 kDa
Expédition	Sac de glace