


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gtpbp6 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O43824

Numéro d'article: CM0021857



Introduction

GTPBP6 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA, réagissant de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier l'expression de la protéine putative liant le GTP 6.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GTPBP6 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PGPL ; GTPBP6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8225
GeneID	8225
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 140-350 de la GTPBP6 humaine (NP_036359.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43824
Poids Moléculaire Protéique	57 kDa
Expédition	Sac de glace