

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gtpbp8 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N3Z3

Numéro d'article: CM0018879

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GTPBP8 humain, adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validé sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la fonction de la protéine de liaison au GTP 8.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GTPBP8 Lapin pAb
Remarques/Alias	HSPC135; GTPBP8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	29083
GeneID	29083
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-170 du GTPBP8 humain (NP_054889.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N3Z3
Poids moléculaire	32kDa
Expédition	Sac de glace