


Anticorps Polyclonal Anti-Gtse1 Pour Wb Et Elisa - Q9Nyz3

Numéro d'article: CM0017444



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine humaine GTSE1, validé pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Cible un régulateur du cycle cellulaire impliqué dans l'arrêt en phase G2/M.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GTSE1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	B99; GTSE1
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	51512
GenelD	51512
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30 à 290 de la protéine GTSE1 humaine (NP_057510.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q9NYZ3
Poids moléculaire de la protéine	77 kDa
Expédition	Sac de glace