

Anticorps Polyclonal Anti-Gtsf1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ww33

Numéro d'article: CM0019161

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GTSF1 pour WB, IF/ICC, ELISA. Validé chez l'homme, la souris et le rat. Cible la facteur 1 spécifique des gamétocytes, essentiel pour la spermatogenèse et l'extinction des rétrotransposons. Poids moléculaire prédit de 19 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GTSF1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	Cue110; FAM112B; GTSF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	121355
GeneID	121355
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-167 de la protéine GTSF1 humaine (NP_653195.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WW33
Poids protéique	19 kDa
Expédition	Sac isotherme