

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Guanine Déaminase (Gda) Pour Wb, Elisa - Q9Y2T3

Numéro d'article: CM0030360



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la GDA humaine (guanine déaminase), adapté pour le WB et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier les voies de désamination de la guanine dans la recherche sur le métabolisme des purines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de Lapin anti-GDA
Remarques/Alias	GAH ; CYPIN ; GUANASE ; NEDASIN ; GDA
Espèce	Humain
GeneID	9615
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 165-454 de la GDA humaine (NP_004284.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y2T3
Poids Moléculaire Protéique	51 kDa
Expédition	Sac de glace