

Anticorps Monoclonal Anti-Guanylyl Cyclase Bêta 1 (Gucy1B3) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02153

Numéro d'article: CM0006036



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Guanylyl Cyclase bêta 1 (GUCY1B3), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation oxyde nitrique-GMPc.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Guanylyl Cyclase bêta 1 (GUCY1B3)
Remarques/Alias	GUCB3 ; GC-SB3 ; GUC1B3 ; GUCSB3 ; GUCY1B3 ; GC-S-bêta-1 ; Guanylyl Cyclase bêta 1 (GUCY1B3)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2983
GeneID	2983
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02153
Poids moléculaire protéique	71 kDa
Expédition	Sac de glace