

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Guanylate Cyclase Bêta 1 (Gucy1B3) Pour Wb Et Elisa - Q02153

Numéro d'article: CM0013653



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la Guanylate Cyclase bêta 1 humaine (GUCY1B3), adapté pour le Western blot et l'ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Détecte la sous-unité synthase du récepteur de l'oxyde nitrique cGMP. Disponible chez CamelBio, votre partenaire pour matières premières IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Guanylate Cyclase bêta 1 (GUCY1B3) Lapin pAb
Remarques/Alias	GUCB3; GC-SB3; GUC1B3; GUCSB3; GUCY1B3; GC-S-bêta-1; Guanylate Cyclase bêta 1 (GUCY1B3)
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	2983
ID de Gène	2983
Immunogène	Protéine Recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de la Guanylate Cyclase bêta 1 humaine (Guanylate Cyclase bêta 1 (GUCY1B3)) (NP_000848.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02153
Poids Moléculaire	71kDa
Expédition	Sac de glace