


Anticorps Polyclonal Anti-Guca2A Pour Wb Et Elisa - Q02747

Numéro d'article: CM0027802



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la guanyline humaine (GUCA2A), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche gastro-intestinale et aux études de signalisation des entérotoxines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GUCA2A pAb de lapin
Remarques/Alias	GUCA2; STARA; GCAP-I; GUCA2A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2980
GeneID	2980
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-115 de la GUCA2A humaine (NP_291031.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02747
Poids de la protéine	12 kDa
Expédition	Sac de glace