


Anticorps Polyclonal Anti-Guca2B Pour Wb, Elisa - Q16661

Numéro d'article: CM0027618



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la GUCA2B humaine (uroguanyline, GCAP-II). Validé pour WB et ELISA, réactivité croisée avec la souris. Utile pour l'étude de la signalisation de la guanylate cyclase intestinale et du transport des fluides/électrolytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GUCA2B pAb de lapin
Remarques/Alias	UGN; GCAP-II; GUCA2B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2981
GeneID	2981
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de la GUCA2B humaine (NP_009033.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q16661
Poids protéique	12 kDa
Expédition	Sac de glace