

Anticorps Polyclonal Anti-Gucy1A3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q02108

Numéro d'article: CM0014466



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la GUCY1A3 humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient aux études sur la signalisation de la guanylate cyclase soluble.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GUCY1A3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GUCA3; MYMY6; GC-SA3; GUC1A3; GUCSA3; GUCY1A3; GCS-alpha-3; GC-S-alpha-1
Espèce	Humaine
ID du gène	2982
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-120 de la GUCY1A3 humaine (NP_000847.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q02108
Poids moléculaire	77 kDa
Expédition	Sac de glace