

## Anticorps Polyclonal Anti-Gucy2D Pour Western Blot Et Elisa - Q02846

Numéro d'article: CM0028332

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la guanylate cyclase 1 rétinienne (GUCY2D), adapté pour les applications Western Blot et ELISA. Démontre une réactivité croisée avec des échantillons humains, de souris et de rat. Soutient les études sur la vision et la phototransduction.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Spécification                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | GUCY2D Lapin pAb                                                                                                               |
| Remarques/Alias     | LCA; CACD; CG-E; CYGD; LCA1; RCD2; CACD1; CORD5; CORD6; GUC2D; ROSGC; retGC; CSNB1I; GUC1A4; RETGC-1; ROS-GC1; GUCY2D          |
| Espèce              | Humain                                                                                                                         |
| ID de gène (Humain) | 3000                                                                                                                           |
| ID de gène          | 3000                                                                                                                           |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 52-350 de GUCY2D humaine (NP_000171.1). |
| Source              | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                                                                          |
| Application         | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Réactivité croisée  | Humain, Souris, Rat                                                                                                            |
| SWISS               | Q02846                                                                                                                         |
| Poids moléculaire   | 120kDa                                                                                                                         |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                   |