

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gucy2F Pour Wb Et Elisa - P51841

Numéro d'article: CM0018418

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre GUCY2F (Guanylate cyclase rétinienne 2), adapté pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la synthèse du cGMP dans les cellules photoréceptrices.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-GUCY2F
Remarques/Alias	CYGF; GC-F; GUC2F; GUC2DL; RETGC-2; ROS-GC2; GUCY2F
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2986
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 250-460 de GUCY2F humain (NP_001513.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P51841
Poids moléculaire	125kDa
Expédition	Sac de glace